KERN **PLJ-A02**

Haak voor wegingen onder het weegplateau van hangende lasten, voor precisieweegschalen KERN en



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Haak

Ontwerp	
Materiaal	metaal
Nominale draagvermogen (WLL)	20 kg

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	25×15×2 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,205 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761106932
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

