KERN **RH-A03**

Rond glasvezelfilter zonder bindmiddel voor een gelijkmatige verdeling van het monster en behoedzaam drogen van gevoelige monsters



Datum van opstelling: 02.07.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Glasvezelfilter

Ontwerp	
Bouwvorm	Rond filter, Ø 90 mm
Materiaal	glasvezels zonder organisch bindmiddel

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	95×95×60 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761499102
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY