SAUTER **TVO 500N500S-LD**

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVO-LD

Meetsysteem	
Meetbare lengte [Max]	30 cm
Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface

Scherm	
Type display	LED-segmenten
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	570×428×236 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%
Meetuitlijning	verticaal
Verplaatsingsweg [Max]	270 mm

Functies	
Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Contactdoos voor voedingseenheid	Apparaatkabel

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval	
CE-teken	✓

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	500×400×710 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	30 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
Verzendgewicht	40 kg
Verzendvolume (gewicht)	28,4 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761363052
Goederencode	90249000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

SAUTER **TVO 500N500S-LD**

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie

Pictogrammen

STANDARD

