KERN **YKA-12**

Stekkeradapter (EU/UK/US)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Stekkeradapter

Meetsysteem

Interne meetfrequentie	60 Hz

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	70×50×45 mm
Materiaal	kunststoffen

Stroomvoorziening

Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, buiten 3,5 mm, binnen 1,5 mm

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	90×80×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,167 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761178373
Goederencode	85044095
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

