# KERN **YKA-20**

Voedingsadapter extern, 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max, Standard EURO/US/AUS/UK/CH



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Stekkeradapter |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 60×35×75 mm |
| Materiaal | kunststoffen |
| Kabellengte | 1,5 m |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 1000 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Binnen plus, buiten minus |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 92×90×55 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,15 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,16 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761198340 |
| Goederencode | 85044095 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

