KERN **YKC-01**

Betrouwbare thermische printer voor standaardtoepassingen



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Thermoprinter
Productfamilie	YKC

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	125×125×150 mm
Materiaal	kunststoffen

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	24V 2.5A
Contactdoos voor voedingseenheid	3-pins ronde stekker

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	20 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Opslagtemperatuur [Min]	-40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	220×215×150 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761230378
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

