KERN **YKH-01**

Hoogwaardige thermische printer – snel, robuust, gebruiksvriendelijk



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Thermoprinter

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	199×140×146 mm
Materiaal	kunststoffen

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	24 V DC 1,5 A
Contactdoos voor voedingseenheid	3-pins ronde stekker

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	300×330×215 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg
Verzendvolume (gewicht)	4,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761253520
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

