KERN **YKI-11**

Converter RS-232/Ethernet



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Converter
Productfamilie	YKI

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	52×85×22 mm

Interface

Interfaces	Ethernet RS-232 standaard - 2x

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×155×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761483378
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

