KERN **YKP-02**

Statiefhoogte 750-1000 mm, Gedeelte staal gelakt / edelstaal



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	450×450×1040 mm
Statief hoogte	1040 mm

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×390×165 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	5,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	5,7 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761184374
Goederencode	96200010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY