KERN **YKT-01**

Hoogwaardige dot-matrix printer met groot LCD-scherm en vele functies, bijv. statistische functie, batchmarkering in leesbare tekst en totaliseringsfunctie



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Naaldprinter
Productfamilie	YKT

Ontwerp

Bouwvorm	rechthoekig
Afmetingen (B×D×H)	114,6×188,2×86,6 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	114,6×188,2×86,6 mm
Materiaal	kunststoffen

Functies

Statistiekfunctie	✓

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	45 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Gebruikstemperatuur [Min]	5 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	45 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×200×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,9 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761484849
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

