KERN **YPS-04**

Antivibratieplaat



Datum van opstelling: 23.06.2026

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Antivibratieplaat
Productfamilie	YPS

Ontwerp

Bouwvorm	rechthoekig
Afmetingen (B×D×H)	400×450×60 mm
Materiaal	graniet

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-50 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	100 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	800×600×470 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	30 kg
Brutogewicht ca.	38 kg
Verzendgewicht	45,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	45,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761490703
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen