KERN **YPS-05**

Antivibratieplaat



Datum van opstelling: 12.07.2026

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Antivibratieplaat
Productfamilie	YPS

Ontwerp

Bouwvorm	rechthoekig
Afmetingen (B×D×H)	565×450×60 mm
Materiaal	graniet

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-50 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	100 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	800×600×400 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	42 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg
Verzendvolume (gewicht)	38,4 kg

Productinformatie

ATTR_warrantyTime	36 mon
Goederencode	84239010
GTIN/EAN-nummer	4045761504240